

## LES GARANTIES MÉDIPRÉMA

### • DESIGN COMPACT, LÉGER ET ROBUSTE :

Validé par un marquage CE. Après parfois plus de 15 ans d'utilisation intensive dans des conditions difficiles du transport d'urgence, nos structures sont toujours en usage.

### • FIABILITÉ ET SÉCURITÉ :

Chaque dispositif médical est solidement fixé à l'ensemble tout en étant facilement démontable selon les exigences du transport d'urgence. Les structures conçues par Médipréma sont conformes aux exigences réglementaires européennes liées à la commercialisation des dispositifs médicaux.

### • FLEXIBILITÉ :

La modularité de la conception permet d'adapter plusieurs dispositifs avec supports dédiés sur la structure de transport mobile. L'incubateur de transport peut être facilement remplacé par un plateau pédiatrique pour permettre également le soin d'enfants plus grands.



Transport néonatal



Transport pédiatrique



Document et photos : non contractuels, peuvent être modifiés sans préavis / Nos produits sont présentés avec options et accessoires / VEXP - FGTRANP-05/2021



# Modules de transport

Aller plus loin, en toute sécurité



ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE  
Tél +33 (0)2 47 28 47 87 - Fax +33 (0)2 47 27 35 85 - www.mediprema.com



Médipréma a développé un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de modules de transport polyvalents, autonomes et ergonomiques afin de transporter les nouveau-nés dans un environnement sécurisé. Médipréma offre à ses utilisateurs des solutions de transports sur-mesure. Grâce à une équipe de Recherche et Développement expérimentée et un investissement continu dans l'innovation, Médipréma est devenue le leader français du transport d'urgence néonatal et pédiatrique.

## EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE UNIQUES

### • LA MISSION DE MÉDIPRÉMA

est de trouver la meilleure solution pour répondre à vos exigences, besoins et budget et garantir des conditions optimales de transport des nouveau-nés.

### • 25 ANS D'EXPÉRIENCE

à votre service en conception et fabrication de solutions de transport néonatal et pédiatrique.


### • UNE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT MULTIDISCIPLINAIRE

- 15 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés répartis dans un bureau d'étude mécanique et un bureau d'étude électronique.

- Grande connaissance du domaine médical et des spécificités de l'environnement d'urgence permettant à Médipréma de proposer des solutions sûres et fonctionnelles.

### • UNE GRANDE MÉTHODOLOGIE

La conception d'une structure de transport néonatal suit un processus précis. Toutes les solutions sont modélisées en 3D pour créer un plan de fabrication basé sur les spécifications demandées.



### • SOLUTIONS TESTÉES

Médipréma dispose de plusieurs salles d'essais pour valider ses solutions. L'entreprise travaille également avec un réseau de laboratoires externes. L'incubateur de transport Nite a été soumis à un crash test dans un laboratoire Cofrac permettant d'obtenir une certification 10G EN1789.



### • SOLUTIONS CERTIFIÉES

Médipréma répond aux exigences du système qualité ISO 13485. Ce système est régulièrement audité. L'entreprise a également une certification ISO 14001. La société a souhaité s'engager activement dans l'amélioration continue de sa performance environnementale. Toutes les structures Médipréma sont validées par un marquage CE. Médipréma conçoit pour ses clients des structures complètes validées 10G EN1789 et 20G DO160 par calculs de résistance.

### • CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE

L'incubateur de transport Nite et l'ensemble des structures Médipréma sont conçues et fabriquées dans l'usine Médipréma basée en France dans la vallée de la Loire. Cela permet à Médipréma de garantir la qualité et la fiabilité de ses dispositifs en maîtrisant la totalité de la chaîne de production.

## NITE incubateur de transport

Médipréma vous propose une solution unique pour le réchauffement du nouveau-né, avec l'incubateur de transport Nite.

### Chauffage par voûte radiante

- Transfert de chaleur immédiat et efficace vers le nouveau-né
- Isolation parfaite de l'environnement extérieur
- Meilleure technologie à associer à l'usage d'un sac polyéthylène pour une prise en charge thermique optimale du bébé prématuré

### Ergonomie optimale et surveillance parfaite

- Accès sur 4 côtés
- Visibilité sur 5 faces
- Écran de contrôle tactile intuitif et robuste
- Régulation de la température en mode air ou cutané
- Silencieux (pas de ventilateur) pour un confort maximal du bébé : seulement 18dB(A) en fonctionnement
- Design compact, léger et robuste : seulement 37 kg
- Nettoyage et désinfection facile et rapide



## MÉDICRUISER & HÉLIPRÉMA solutions de transport sur-mesure pour le transport terrestre ou hélicoptère

- **Types de transport :** transfert interne, transport routier, en hélicoptère, en avion, transport mixte (interopérabilité entre plusieurs modes de transport), etc
- **Contraintes en fonction du type de transport :** poids, volumes, équipements périphériques embarqués, alimentation électrique et autonomie en gaz, etc
- **Habitudes de travail :** Organisation autour du bébé, équipements embarqués, sac à dos, poids, ergonomie de travail, etc
- **Budget** disponible pour le projet
- Marquage CE, **certification 10G EN 1789 et 20G DO 160**



Médicruiser : transport terrestre



Hélipréma : transport hélicoptère