

# Housse Jour / Nuit

pour incubateur Inotherm

Réf : 3817

## Pour le confort du nouveau-né

- > Isole de la lumière environnante
- > Atténue les nuisances sonores
- > Adaptée à l'environnement d'utilisation



## Diminue les nuisances liées à l'environnement

La housse jour/nuit Médipréma permet de réduire les agressions subies par l'enfant dans un service de réanimation. Le nouveau-né se trouve protégé de l'éclairage direct. Les nuisances sonores, nombreuses dans ce service, sont atténuées.

## Adaptée à l'environnement d'utilisation

La housse jour/nuit Médipréma se place très facilement sur l'incubateur et se retire tout aussi facilement.

Certains pans de la housse peuvent être relevés afin de conserver une visibilité partielle sur l'enfant. La housse a été conçue de manière à ne pas gêner le passage des tuyaux et tubulures.

- > Ouvertures totales ou partielles sur 4 côtés
- > Ouverture côté tête pour faciliter le passage des tuyaux
- > Ouverture sur la partie supérieure pour permettre son utilisation lors d'un traitement par photothérapie

## Caractéristiques :

Tissu	100% polyester (PES) Entretien facile – Lavable 40°
Conditionnement	A l'unité